

蛋白质残留测试

普通蛋白质

AllerSnap®

高灵敏度广谱蛋白质

⌚ 5 - 30 分钟

PRO-Clean®


蛋白质

⌚ 1 - 10 分钟

SpotCheck Plus

葡萄糖和乳糖

⌚ 1 分钟



侧流检测

AlerTox® Sticks

追踪食物、液体和表面的过敏原污染

可使用 AlerTox Sticks 检测的过敏原:

- 杏仁
- 酪蛋白
- 甲壳类动物
- 蛋
- 鱼
- 榛子
- β-乳球蛋白
- 芥末种子
- 花生
- 芝麻
- 大豆
- 总乳
- 核桃

⌚ 10 分钟

GlutenTox® Pro

采用 G12 抗体技术, 通过 AOAC 认证



⌚ 10 分钟

Allerflow® Gluten

高灵敏度麸质特异性检测

⌚ 10 分钟


GlutenTox® Sticks Plus

检测下限: 3 ppm (<20 ppm 被认为“无麸质”)

⌚ 10 分钟

Hygiena® Cube Reader

提供可读与可追踪的定量或“通过/未通过”结果



ELISA

AlerTox® ELISA


- | | |
|--------|------|
| 杏仁 | 溶菌酶 |
| β-乳球蛋白 | 夏威夷果 |
| 酪蛋白 | 牛奶 |
| 腰果 | 芥末 |
| 椰子 | 清蛋白 |
| 甲壳类动物 | 花生 |
| 鸡蛋 | 开心果 |
| 鱼 | 芝麻 |
| 榛子 | 大豆 |
| 组胺 | 核桃 |
| 羽扇豆 | |

⌚ 60 分钟

GlutenTox® ELISA

Gluten Tox® ELISA Rapid G12
GlutenTox® ELISA Competitive G12

⌚ 90 分钟



PCR

foodproof®

- 芹菜
- 麸质
- 榛子
- 花生
- 大豆

⌚ 180 分钟